

Gli indumenti e le fasce a strappo TheraTogs™ rappresentano un kit ortesico innovativo che offre ai pazienti affetti da patologie motorie e sensoriali la possibilità di migliorare l'assetto posturale, la capacità e precisione del movimento e la stabilità articolare.

Il TheraTogs™ costituisce una "seconda pelle" priva di lattice, velcro-sensibile, con un rivestimento in gommapiuma che permette una traspirazione ottimale e garantisce la massima vestibilità. E' indicato per i terapisti impegnati nella preparazione di esercizi sensomotori per pazienti affetti da patologie dello sviluppo, e per i pazienti in riabilitazione a seguito di lesioni cerebrali, infarti, chirurgia ortopedica o neurochirurgia.



Utilizzare TheraTogs™ significa:

- ✓ Migliorare la postura, l'equilibrio, l'andatura e il movimento
- ✓ Garantire stabilità articolare e una maggiore propriocezione
- ✓ Ridurre il carico posturale derivante dall'applicazione di tutori gamba-piede
- ✓ Aumentare la prestazione motoria durante le sedute terapeutiche
- ✓ Favorire lo sviluppo osseo ed articolare
- ✓ "Portare a casa vostra le mani del terapeuta" a supporto del programma terapeutico tra una seduta e l'altra.

Il vostro paziente potrà godere dei benefici di un kit TheraTogs™ personalizzato, i cui indumenti comodi, non scivolosi, unitamente alle fasce a strappo, costituiscono un valido sistema per trattare gli specifici problemi muscolo-scheletrici, posturali, di equilibrio o di movimento.

Una vasta gamma di taglie vi permette di scegliere la più adatta per il vostro paziente e la vostra esperienza e professionalità vi guideranno, durante la sua applicazione, nella scelta dei punti di fissaggio delle fasce a strappo per ottimizzare gli effetti terapeutici ed ortesici.

Indicazioni d'uso del TheraTogs™

- Atassia
- Ipotonia
- Atetosi
- Astenia
- Valgismo
- Varismo
- Deviazioni articolari
- Lassità articolare
- Scarso reclutamento muscolare
- Scarsa integrazione sensoriale
- Disallineamento posturale
- Squilibrio muscolare




Caratteristiche del TheraTogs™:

- ✓ Rigidità in senso verticale per favorire la stabilità posturale
- ✓ Flessibilità in senso orizzontale per garantire vestibilità e comodità
- ✓ Bordi per estendere l'applicazione delle fasce agli arti inferiori e superiori
- ✓ Possibilità per il paziente di usufruire dei servizi igienici senza doverlo togliere
- ✓ Versatilità eccezionale:
 - Possibilità di adattare gli indumenti seguendo le linee tratteggiate o punzonate
 - Possibilità di utilizzare l'Hipster unilateralmente
- ✓ Sistema a strappo totalmente adattabile
- ✓ Punti indicatori che semplificano la riapplicazione dei TheraTogs™ anche a casa.



Il kit TheraTogs™ consiste di:



- ▶ Un Tank Top senza maniche dotato di linee tratteggiate o punzonate per una perfetta vestibilità
- ▶ Due Hipster dotati di linee tratteggiate o punzonate per una perfetta vestibilità
- ▶ Due set di bordi per arti, in due misure diverse
- ▶ Un assortimento di fasce elasticizzate di forme e rigidità diverse
- ▶ Un set di punti indicatori per garantire la corretta applicazione di fasce e indumenti anche a casa

Caratteristiche tecniche

Il TheraTogs™ può essere indossato direttamente sulla pelle, sotto gli abiti. Se portato correttamente, risulta confortevolmente aderente alla pelle, il che permette una precisa applicazione delle fasce per esercitare una correzione efficace su movimento, stabilità, postura e andatura del paziente.

Il TheraTogs™ è costituito da un tessuto brevettato composto da due strati: un'imbottitura in poliuretano elastomerico a base acquosa che va a contatto con la pelle ed un tessuto velcro sensibile che offre una superficie esterna resistente per il fissaggio delle fasce a strappo. Il TheraTogs™ è lavabile con acqua fredda, a mano, con detergente neutro e va risciacquato molto bene. Ricordiamo che il TheraTogs™ è un presidio medico di elevata qualità, inteso per essere applicato sotto l'attenta supervisione di un terapeuta riconosciuto e di comprovata esperienza.

Attenzione: Il materiale di cui è composto il TheraTogs™ non è autoestinguente.